

ISTRUZIONE PER RICERCA ELASTASI NELLE FECI

- Svuotare la vescica poiché l'urina può influenzare il risultato del test.
- Scrivere sul dispositivo (anche direttamente sulla plastica) cognome, nome
- Effettuare la raccolta assicurandosi che il campione non venga a contatto con l'acqua.
- Tenere il dispositivo con il cappuccio blu rivolto verso l'alto e svitare l'asticella di raccolta. (• Non aprire mai il tappo blu (figura A). ATTENZIONE: presenza di 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one (CAS No.: 2682-20-4). In caso di contatto accidentale con la soluzione acquosa contenuta nel dispositivo, procedere sciacquando abbondantemente la parte interessata e pulendo accuratamente le superfici coinvolte Consultare uno specialista in caso di contatto con gli occhi o in seguito alla comparsa di reazioni cutanee)
- Immergere l'asticella di raccolta nel campione di feci e ripetere la procedura in 3/5 punti diversi del campione fino a quando le scanalature non saranno completamente coperte.
- ATTENZIONE: Assicurarsi che tutte le scanalature siano completamente riempite di feci. Non importa se la punta dello stick è ricoperta dalle feci poiché le feci in eccesso saranno rimosse nella fase successiva.
- Reinscrivere l'asticella di raccolta nel dispositivo ed avvitare strettamente. Il materiale fecale in eccesso verrà rimosso dall'asticella mediante l'imbuto di gomma.
- Conservare il dispositivo a temperatura ambiente per un massimo di 8 ore; superato questo tempo, il dispositivo deve essere conservato a 2-8°C per 4 giorni.
- Una volta raccolto il campione non riutilizzare il dispositivo.
- Evitare di raccogliere il campione qualora le feci non siano solide

